

Дерматология

Показание	Инструмент	Установка	Дополнительная информация
Syringoma	Электрод - лезвие Кат.№. 36 04 40	Cut 1 (Резание 1) 5 - 8 watts	
Сосудистые звёздочки, Coupergosa, Венозные звёздочки	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 20	Контактная коагуляция 5-8 watts	Только прикосновение к поверхности – не вводить инструмент в ткань
Возрастные пятна	Loop electrode Кат.№. 36 04 43	Cut 1 или Спрей - коагуляция 12-15 watts	
Родовые пятна	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 20	Cut 1 or Cut 2 20 watts	
Рубцы, Фиброз	Петлевой электрод Кат.№. 36 04 43	Спрей 7-25 watts Cut 2 10-25 watts	
Нейрофиброма	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 21	Cut 1 7 watts	
Папулломотозный меланоцитный невус	Электрод-шар Кат.№. 36 08 16	Cut 1 4 watts	Сначала производится угловое иссечение скальпелем No. 15 или ножницами
Поражения языка	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 42	Cut 1 10 watts	

Пластическая/Эстетическая хирургия

Показание	Инструмент	Установка	Дополнительная информация
radioplasty® <i>монополярная процедура</i>	RP Electrode (гриб) Ø5mm RP Electrode (гриб) Ø10mm RP Electrode (гриб) Ø15 mm	Cut 1 (Резание 1) 7 watts 20 watts 57 watts	Повторить через 6-8 недель, минимум 3 сессии
Блефаропластика <i>Для рассечения кожи</i>	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 20, 36 03 21, 36 03 22, 36 03 25	Cut 2 10 – 16 watts	
Блефаропластика <i>Для коагуляции</i>	SuperGliss non-stick® Кат.№. 78 04 49SG или 78 01 49SG	Precise (точный режим) 12 watts	
Подтяжка лица <i>Для иссечения кожи, монополяр</i>	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 20, 36 03 21, 36 03 22, 36 03 25	Cut 1 10 - 16 watts	
Подтяжка лица <i>Для коагуляции, биполяр</i>	SuperGliss non-stick® Кат.№. 78 01 52SG или 78 04 49SG или 78 01 49SG	Precise (точный режим) 15-25 watts или 10-15 watts	
Хирургия кисти <i>Для иссечения кожи, монополяр</i>	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 20	CUT 1 or 2 12-15 watts	
Хирургия кисти <i>Для монополярной коагуляции</i>	Электрод-шар Кат.№. 36 08 16	Контактная коагуляция 20 watts <i>или</i> 5-7 watts для медленной, глубокой коагуляции	

Хирургия кисти <i>Для биполярной коагуляции</i>	SuperGliss non-stick® Кат.№. 78 01 52SG или 78 01 38SG	Precise (точный режим) 20 watts 15-25 watts	
Хирургия молочных желез <i>Для иссечения кожи, монополяр</i>	Arrowtip™ Кат.№. 36 03 20, 36 03 50	Cut 1 или 2 7-12 watts	
Хирургия молочных желез <i>Для биполярной коагуляции</i>	SuperGliss® non-stick Кат.№. 780151SG или 780291SG	Precise 15-25 watts	

ЛОП

Показание	Инструмент	Установка	Дополнительная информация
RaVoR™ Носовые раковины	Binner электрод Кат.№. 70 04 62	RaVoR™ (AudioFeedback) 8-10 watts	
RaVoR™ <i>Мягкое небо</i>	Dr. Marinescu электрод Кат.№. 70 04 95	RaVoR™ (AudioFeedback) 10 watts	
RaVoR™ <i>Основание языка</i>	Электрод для основания языка Кат.№. 70 04 99	RaVoR™ (AudioFeedback) 12 watts	
<i>UPPP</i>	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 42	Monopolar Cut 2 12 watts	
<i>Тонзиллотомия</i>	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 42 36 03 65 SuperGliss non-stick® Кат.№. 78 01 75SG	Monopolar Cut 2 20-25 watts Precise (точный режим) 15-30 watts	
<i>Тонзилэктомия при помощи инструмента ToBiTE™</i>	ToBiTE™	Bipolar Macro 30-40 watts	
<i>Опухоли гортани</i>	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 71 - 35	Monopolar CUT 2 5-20 watts	Начните с низких мощностей, при необходимости мощность увеличьте
<i>Носовые кровотечения</i>	Электрод шар Кат.№. 36 08 17 36 04 62	Monopolar Контактная коагуляция 8-12 watts	

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Показание	Инструмент	Установка	Дополнительная информация
<i>Для рассечения кожи, монополяр</i>	ARROWtip™ Кат.№. 36 03 20, 36 03 21, 36 03 22, 36 03 25	CUT 1 10-16 watts	
<i>Биполярная коагуляция Мозг/Ткань</i>	SuperGliss non-stick®	Precise (точный режим) 8-10 watts	AutoStart и AutoStop для удобства
<i>Биполярная коагуляция Оболочка</i>	SuperGliss non-stick®	Precise 10-13 watts	AutoStart и AutoStop для удобства
<i>Биполярная коагуляция Рассечение кожи</i>	SuperGliss non-stick®	Precise 12-20 watts	AutoStart и AutoStop для удобства



В целом, для разреза кожи необходимо устанавливать более высокие энергии, по сравнению с глубже лежащими тканями.

Примечание:

Хирург всегда должен полагаться на свой профессиональный опыт и знания, при решении вопроса о том где и как применять конкретный продукт для лечения определённого пациента. Компания Sutter Medizintechnik GmbH не даёт медицинских советов и рекомендаций, а хирург должен быть обучен конкретным методикам лечения и использования продукта перед проведением вмешательства.

Информация по рекомендуемым установкам аппарата CURIS® не может служить руководством по лечению. Она также не заменяет инструкцию по эксплуатации используемого устройства. Хирург всегда должен сверяться с содержимым и надписями на упаковках, лейблами на оборудовании и инструкциями эксплуатации перед использованием продукции компании Sutter. Компания Sutter не может нести ответственности за результаты лечения перед проверяющими органами.