



Инвазивный мониторинг артериального давления (АД)

Инвазивный внутриартериальный мониторинг проводится у тех пациентов, у которых отмечаются резкие выраженные колебания АД. Инвазивное измерение обеспечивает постоянный контроль уровня АД. Компания GE предлагает полный ассортимент кабелей, соединяющих датчик для инвазивного измерения АД с мониторами GE, оборудованными 11-игольным разъемом Multi-Link. Наличие широкого ряда интерфейсных кабелей позволит медицинским специалистам не ограничиваться универсальными датчиками для инвазивного мониторинга, а выбрать именно ту модель стороннего производителя, которая в наибольшей степени соответствует требованиям проведения медицинской процедуры и удобна для пациента.

Ключевые преимущества

Качественная, прочная кабельная система

Широкий ассортимент кабелей, позволяющий выбрать наиболее подходящую модель стороннего производителя в каждой отдельной клинической ситуации

Одинарные либо двойные интерфейсные кабели

Гарантия на кабели – 1 год

Интерфейсные кабели можно подключить к любой мониторинговой системе GE, оборудованной 11-игольным разъемом Multi-Link